



LEFRANC BOURGEOIS PARIS

MÉDIUM POUR GLACIS FLAMAND




75 ML




250 ML / 1 L

A base de résine Copal, pour réaliser une patine ambrée et vitrifiée à la façon des peintres flamands, prise en 2h.

CARACTÉRISTIQUES



TECHNICITÉ



01 - MATÉRIEL

Les indispensables :

- Médium pour glacis Flamand
- Couteau à palette
- Pinceau usé bombé

02 - TECHNIQUE

Dosage :

- 1 part de médium pour glacis Flamand
- 2 parts de couleur

Geste :

Appliquez sur la palette 1 cuillère à café (1 part) de médium pour glacis Flamand pour 2 cuillères à café (2 parts) de couleur. Mélangez le tout à l'aide d'un couteau à palette. Vos obtiendrez un mélange qui augmente la transparence, fluidifie et durcie la prise à coeur de la couleur. Appliquez sur la toile à l'aide d'un pinceau usé bombé.

03 - L'ASTUCE DE L'ARTISTE

Permet de créer un effet plus patiné voir légèrement lustré de par la résine qui le compose, tout en accentuant la brillance.

#libérezvosémotions

Retrouvez cette fiche et toutes nos vidéos sur notre site
www.lefrancbourgeois.com